

**DOLI
STANDARD**

COMPRESSION FLEXOMETER

BENUTZER- UND WARTUNGSHANDBUCH

Version 4002 (Stand 080623)

DOLI Elektronik GmbH

Firmenname:	DOLI Elektronik GmbH
Zentrale:	Adi-Maislinger-Straße 7, 81373 München, Deutschland ☎ (+49)-089-20 243-0 Fax (+49)-089-20 243-243 e-mail info@doli.de
Fertigung:	Ulmer Straße 34, 89584 Ehingen, Deutschland ☎ (+49)-07391-58039-0 Fax (+49)-07391-58039-71 e-mail ehi@doli.de
Vertrieb:	Mühlstr. 26, 55271 Stadecken-Elsheim, Deutschland ☎ (+49)-06130-944250 Fax (+49)-06130-944251 e-mail sales@doli.de
Internet:	www.doli.de www.flexometer.com

Inhalt

1	EINFÜHRUNG.....	5
1.1	Sicherheitshinweise	6
1.1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	6
1.1.1.1	Warnsymbole und Hinweise	6
1.1.1.2	Anforderungen an das Personal	6
1.1.2	CE-Konformität, Richtlinien und Normen	7
1.1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
1.2	Beschreibung des Standard Flexometers	9
1.2.1	Temperaturkammer	10
1.2.2	Handlingarmsteuerung und Probensilos	10
1.2.3	Höhenmessung der Probe	10
1.2.4	Vorwärmen der Probe	10
1.3	Spezifikationen	11
1.3.1	Druckluftversorgung	11
1.3.2	Stromversorgung	11
1.3.3	Abmessungen	12
1.3.4	Lieferdaten	12
1.3.5	Umgebungsbedingungen	12
1.3.6	Probe	12
1.4	Installation des Online-Hilfesystems	13
2	BEDIENUNG.....	14
2.1	Vorbereitung des Flexometers	14
2.2	Programm	15
2.2.1	Allgemein	15
2.2.1.1	Programmstart	15
2.2.1.2	Dateiverwaltung	16
2.2.2	Steuerung	17
2.2.2.1	Steuerung über die Tastatur	17
2.2.2.2	Steuerung über die Schaltflächen	18
2.2.2.3	Steuerung über das Pop-Up-Menü	19
2.2.2.4	Steuerung über das Hauptmenü	19
2.2.3	Flexometereinstellungen	21
2.2.3.1	Hardware	21
2.2.3.2	Temperaturkammer	23
2.2.3.3	Dateienverwaltung	24
2.2.3.4	Dateiname	25
2.2.3.5	Sprache/Druck	26
2.2.3.6	Bildschirm	27
2.2.3.7	Grafik	28
2.2.3.8	EDC	29
2.2.3.9	Sicherheit/Formeln	30
2.2.3.10	Spezial	32
2.2.3.11	Kalibrierfunktion	33
2.2.4	Parameter	36
2.2.4.1	Eingabe der Probenparameter	36
2.2.5	Softwarewerkzeuge	39
2.2.5.1	Debug-Meldungen	39
2.2.5.2	Bit-Eingänge	40

2.2.5.3	Manuelle Maschinensteuerung	41
2.2.6	Offline – Grafik bearbeiten.....	42
2.2.7	Offline - Einstellungen	43
2.2.8	Unvollständige Probandateien.....	44
2.3	Versuch	45
2.3.1	Allgemeine Beschreibung	45
2.3.2	Flexetest	46
2.3.3	Blowout Test Verformung/Temperatur	47
2.4	Ergebnisse	48
2.4.1	Einzelergebnisse	48
2.4.2	Ergebnisgrafik.....	49
2.4.3	Ausdrucke	49
2.4.4	Ergebnisse vergleichen - Multichart	50
2.4.5	Kalibrierergebnisse.....	51
2.4.6	Erklärung der Ergebnisse	53
3	WARTUNG	54
3.1	Entwässerung der Pneumatik.....	54
3.2	Reinigung der Stationen	54
3.3	Unteren Probesteller auswechseln.....	55
3.4	Einstichnadel auswechseln.....	55
4	FEHLER	56
4.1	Ausfall der Sensorik.....	56
4.1.1	Beispiel: Sensorikkontrolle für die Endlagen der Einstichnadel	56

1 EINFÜHRUNG

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, daß Sie sich für ein Standard Compression Flexometer der Firma DOLI Elektronik GmbH entschieden haben. Das vorliegende Handbuch hilft Ihnen, sich schnell mit dem Flexometer vertraut zu machen und eventuell auftretende Fragen und Probleme zu lösen.

- Sie erhalten eine Beschreibung des von Ihnen erworbenen Gerätes.
- Sie erhalten eine Installations- und Bedienungsanleitung.
- Sie erhalten eine Kurzbeschreibung des Flexometer-Versuchsablaufes.



[© 2004 DOLI Elektronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.](#)









1.1 Sicherheitshinweise

1.1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die vorliegende Dokumentation. Falsches Handhaben der Geräte kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Halten Sie die technischen Daten und die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) unbedingt ein.

1.1.1.1 Warnsymbole und Hinweise

Dieses Handbuch enthält verschiedene Symbole, die es Ihnen ermöglichen sollen, sich leichter zurecht zu finden. Darüber hinaus enthält es Warnsymbole, die auf potentiell gefährliche Situationen hinweisen. Diese Warnsymbole können auch auf den Geräten vorhanden sein. Beachten Sie unbedingt die Warnsymbole und die zugehörigen Hinweise:

Symbol	Bedeutung
	Sicherheitshinweise: Um Unterbrechungen im Arbeitsablauf sowie Schäden an Mensch und Maschine zu vermeiden, beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheitshinweise.
	Sicherheitshinweise: Gefahr durch Elektrizität und ihre Folgen. Um Unterbrechungen im Arbeitsablauf sowie Schäden an Mensch und Maschine zu vermeiden, beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheitshinweise.
	Arbeitsanweisungen: Instruktiver Teil des Dokuments und konkrete Arbeitsanweisungen. Hier werden Sie aufgefordert, etwas zu tun.
	Informationen: Informativer Teil des Dokuments, allgemeine Informationen und Beschreibungen der Arbeitsabläufe etc.
	Hinweis: Wichtiger Hinweis zur Handhabung, Funktion oder zum Arbeitsablauf.
	Tipp: Tipp zur leichteren Bedienung des Flexometers.

1.1.1.2 Anforderungen an das Personal

 **Achtung! Nur qualifiziertes Fachpersonal darf Arbeiten wie Transport, Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung ausführen.**

Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen. Im Einzelnen bedeutet dies:

- Transport: nur durch Personal mit Kenntnissen in der Behandlung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente.
- Installation: nur durch Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung



- Inbetriebnahme: nur durch Fachleute mit weitreichenden Kenntnissen in den Bereichen Elektrotechnik/Antriebstechnik
- Das Fachpersonal muss folgende Normen bzw. Richtlinien kennen und beachten:
IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100
nationale Unfallverhütungsvorschriften oder VBG 4



Achtung! Die EDC-Geräte enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Vermeiden Sie den Kontakt mit hochisolierenden Stoffen (Kunstfaser, Kunststoffolien etc.).



Achtung! Öffnen Sie die EDC-Geräte nicht. Halten Sie während des Betriebes alle Abdeckungen geschlossen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.



Achtung! Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse des Geräts öffnen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.



Achtung! Lösen Sie nie die elektrischen Anschlüsse, insbesondere die am EDC, unter Spannung. In ungünstigen Fällen können Lichtbögen entstehen und Personen und Kontakte schädigen.



Achtung! Warten Sie nach dem Trennen der Versorgungsspannungen mindestens zwei Minuten, bevor Sie spannungsführende Geräteteile (z.B. Kontakte, Gewindebolzen) berühren oder Anschlüsse lösen, insbesondere am EDC. Kondensatoren führen bis zu zwei Minuten nach Abschalten der Versorgungsspannungen noch gefährliche Spannungen. Messen Sie zur Sicherheit die Spannung im Zwischenkreis und warten Sie, bis die Spannung unter 40V abgesunken ist.

1.1.2 CE-Konformität, Richtlinien und Normen

EG-Konformitätserklärung: Das vorliegende Flexometer, Typ 1170 entspricht den Anforderungen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten, betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG, EG-Niederspannungsrichtlinie) festgelegt sind.

EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG): Die harmonisierten Normen der Reihe prEN 50178 in Verbindung mit EN 60204 werden für unsere Geräte angewendet.

EMV-Richtlinie (89/336/EWG) und (2004/108/EG): Unter Einhaltung der Installationsvorschriften dieser Dokumentation wird die Einhaltung der Schutzziele des EMV-Gesetzes (EMVG) in Maschinen und Anlagen mit den folgenden Normen erklärt:

EN 50082-2 von 12.1994, EN 50081-1 von 08.1993, IEC 801-2 von 01.1991, IEC 801-4 von 09.1987, EN 55011 von 03.1991.

Hinweise für die EMV-gerechte Installation – wie Schirmung, Erdung, Handhabung von Steckern und Verlegung der Leitungen – finden Sie in dieser Dokumentation.

EG-Maschinenrichtlinie (98/37/EG) und (2006/42/EC): Das Flexometer entspricht den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie.

Die EG-Richtlinie (2002/95/EC) wird für unsere Geräte angewendet.

Bezüglich der Sicherheit von Maschinen gelten folgende Normen:

1.1. Sicherheitshinweise



DIN EN 292, DIN EN 294 Teil 1...4, DIN prEN 954 Teil 1, DIN EN 418 von 01.93, DIN EN 349 von 08.90, DIN VDE 0160 von 05.88, DIN EN 50081 Teil 2, DIN prEN 50082 Teil 2, DIN 51233 von 11.91, VW 11.062 von 10.87

Bitte beachten Sie unbedingt die nationalen Unfallverhütungsvorschriften oder VBG-4.

1.1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Flexometer wurde für die Prüfung von Kautschukproben nach der Norm ISO 4666/3 entwickelt.

Verwenden Sie das Flexometer nur an den dafür vorgesehenen Stromnetzen und unter den vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen. Halten Sie sich an die Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Die Inbetriebnahme (d.h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (89/336/EWG) erlaubt. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.



Achtung! Unsachgemäße Verwendung des Flexometers kann die Funktion der Maschine beeinträchtigen oder Verletzungsgefahr für Menschen nach sich ziehen.

1.2 Beschreibung des Standard Flexometers



Mit einem Flexometer wird die Dauerverformung und die Temperaturerhöhung an zylindrischen Kautschukproben (nach den Normen ISO 4666/3, ASTM D 623 und BS 903, part A50) ermittelt.

Hierzu wird die Kautschukprobe zwischen 2 Tellern mit einer konstanten Last eingespannt und dann axial zyklisch gestaucht.

Die Last wird über einen Waagebalken aufgebracht, der auf beiden Seiten ein Gewicht hat. Mit der Differenz der beiden Gewichte wird die Probe belastet.

Während des Versuchs ermüdet die Probe, so daß der Waagebalken die waagrechte Stellung verlassen will. Die Stellung des Waagebalkens wird mit Hilfe eines Wegsensors überwacht und waagrecht nachgeregelt.

Abb. 1: Vollautomatisches DOLI Compression Flexometer.




Abb. 2: Funktionsprinzip des Flexometers (Skizze). 1=Waagebalken, 2=Referenzschalter des unteren Probestellers, 3=unterer Probesteller, 4=Temperatursensor, 5=Probe, 6=oberer Probesteller, 7=Einstichnadel, 8=Handkurbel, 9=Deformationskontroll-motor, 10=LVDI, 11=Gerätebasis, 12=Auflagepunkt des Waagebalkens, 13=Exzenter, 14=Pleuel, 15=Verbindung zum oberen Probesteller, 16=vorderes Grundgewicht, 17=hinteres Grundgewicht, 18=Prüfgewichte



Während des Versuchs werden folgende Werte gemessen:

1. **Versuchszeit**
2. **Temperatur des unteren Tellers, auf dem die Probe aufliegt**
3. **Verformung über den Inkrementalgeber**

Die Verformung wird in Prozent (%) gemessen: 100% entsprechen 25mm! Eine Umdrehung an der Handkurbel entspricht 2,5% Verformung.

Vor und nach dem Versuch werden Raum- und Tellertemperatur und die Verformung der Probe bei dynamischer Belastung erfasst. Beim Einbringen der Probe zwischen die Probenhalter wird die statische Verformung der Probe ermittelt. Unmittelbar nach dem Versuchsende wird ein Thermoelement (Einstichnadel) in die Probe eingestochen und die Temperatur im Probeninneren gemessen.

Während des Versuchs werden die Kurven

1. **Verformung**
2. **Tellertemperatur**

über die Versuchszeit dargestellt und die digitalisierten Messwerte auf der Festplatte aufgezeichnet. Nach dem Versuchsende wird sowohl diese Grafik als auch ein Ergebnisprotokoll auf einem Drucker ausgegeben.

1.2.1 Temperaturkammer

Optional kann der gesamte Prüfungsablauf in einer Temperaturkammer mit wählbarer Temperatur durchgeführt werden.

1.2.2 Handlingarmsteuerung und Probensilos

Optional kann die Probenzuführung und Entnahme automatisch über einen Handlingarm erfolgen.

1.2.3 Höhenmessung der Probe

Die Probenhöhe wird in der Höhenmessstation vor und nach der Prüfung gemessen. Die Verformungsmessung wird dann auf die tatsächliche Probenhöhe angepasst, d.h., die vor dem Versuch gemessene Probenhöhe (Anfangshöhe) entspricht 100%. Die Probenhöhe wird direkt nach der Prüfung und evtl. nach einer Stunde Abkühlzeit erneut gemessen. Dafür verfügt das Flexometer neben der Höhenmessstation über mindestens zwei Abkühlstationen. Die Abkühldauer kann eingestellt werden. Die Anfangshöhe der Probe muß innerhalb der folgenden Grenzen liegen:

$$24,75\text{mm} < 25\text{mm} < 25,25\text{mm}$$

Werden die Grenzen nicht eingehalten, wird die Probe in den Abfallbehälter transportiert und der Versuch abgebrochen.

1.2.4 Vorwärmen der Probe

Optional kann die Probe für eine definierbare Zeit in der Temperaturkammer vorgewärmt werden. Vorwärmen und Prüfen der Proben im automatischen Versuchsablauf können sich zeitlich überlappen.

1.3 Spezifikationen

1.3.1 Druckluftversorgung

Versorgung: 6 bar, 1l/min

Innendurchmesser des Druckluftanschlusses am Flexometer: 6mm



**Achtung! Die Druckluft muß absolut sauber, wasser- und ölfrei sein!
Andernfalls können Schäden am Flexometer auftreten!**

1.3.2 Stromversorgung

Stromversorgung: TN-S 230V_{AC}, 50Hz, 1kW

für Kanada und USA: TN-S Δ200...210V_{AC}, 60Hz, 1kW

Spannungsstabilisator: Kapazität von 1500VA (falls nötig)




Abb. 3: Anschlußdiagramm Standard Flexometer




Abb. 4: Anschlußdiagramm Standard Flexometer. Spezifikationen für Kanada und USA.



1.3.3 Abmessungen




Abb. 5: Abmessungen des Standard Flexometers. a) Aufsicht, b) Frontansicht

1.3.4 Lieferdaten

Verpackung: Holzkiste auf Europalette
 Größe: (inkl. Verpackung und Palette) B 120cm, T 80cm, H 193cm
 Gewicht: netto 391kg, inkl. Verpackung 441kg

1.3.5 Umgebungsbedingungen

Temperatur: +5°C bis +40°C
 Feuchtigkeit: max. 50% bei +40°C
 max. 90% bei +20°C
 Frost: Unter allen Umständen zu vermeiden!
 Falls vorhanden, Betrieb in klimatisiertem Labor.

1.3.6 Probe

Material: Kautschuk
 Abmessungen: Höhe 25mm $\pm 0,25$ mm; Durchmesser 17,8mm $\pm 0,15$ mm
 Härte: max. 82 Shore A



1.4 Installation des Online-Hilfesystems

Das Online Hilfesystem benötigt den Microsoft Internet Explorer Version 4.0 oder höher. Auf Computern mit älteren Windows 95 Installationen muss eventuell der HTML Help Update (HHUPD.EXE) installiert werden. Sie finden diese Datei in der deutschen Sprachvariante auf der Installations-CD. Starten Sie diese Datei mit Start → Ausführen → A:\HHUPD.EXE.

Die aktuellste Version des HTML Help Update und weitere Sprachvarianten finden Sie im Internet unter <http://msdn.microsoft.com>



2 BEDIENUNG

2.1 Vorbereitung des Flexometers

Drehen Sie den Hauptschalter am Flexometer auf ON.




Abb. 6: Untere Front des Flexometers. 1=Hauptschalter



Abb. 7: Hauptschalter in ON-Position



Abb. 8: Pneumatikregelung. 1=Anzeige Systemdruck (6 Bar);
2=Anzeige Druck HMS (2 Bar), 3=Druckluftventil

Drehen Sie das rote Druckluftventil ([Abb. 8](#), Nr. 3) in die Durchflußstellung (parallel zum Schlauch). Das Ventil begrenzt den Systemdruck auf 6 Bar (am vorderen Manometer ablesbar). Das hintere Manometer zeigt den für die Höhenmessstation (HMS) benötigten Druck, welcher auf 2 Bar voreingestellt ist.



2.2 Programm

2.2.1 Allgemein

2.2.1.1 Programmstart

Durch Doppelklick auf das Desktop-Icon **Flexometer** starten Sie das Programm "DOLI Flexometer". Es erscheint das **Hauptmenü-Fenster**.




Abb. 9: Hauptmenü-Fenster: 1=Datengrid mit noch nicht geprüften Probandaten, 2= Grafikabschnitt, 3=Prüfzeit, 4=Kontakttemperatur unterer Probenhalter, 5=Verformungsgrad der Probe, 6=Funktionsfeld Antrieb an, 7=Funktionsfeld Ergebnisse (Kalibrierung).

Auf der linken Seite befindet sich das sogenannte Datengrid zur Verwaltung der Probandateien. Eine genauere Beschreibung der Datengrids folgt im Kapitel [Dateiverwaltung](#).

Die rechte Seite zeigt die Online-Versuchsgrafik und die Werte für Versuchszeit, Teller temperatur und Verformung.

Klicken Sie auf das Funktionsfeld **Antrieb an**, um die Flexometersteuerung zu aktivieren (Falls das Funktionsfeld nicht vorhanden sein sollte, aktivieren Sie im Menü **Datei** → Befehl **Einstellungen** → Dialog **Hardware** das Feld **Neue Referenzfahrt**).




Abb. 10: Funktionsfeld Antrieb an

→ Im Flexometer fährt nun der untere Probenhalter seine vorprogrammierte Referenzposition an (bei der vollautomatischen Version fahren ebenso der Dickentaster der Höhenmessstation und der Handlingarm ihre Referenzpositionen an).



2.2.1.2 Dateiverwaltung

Die Probandaten werden mit Hilfe der sog. Datengrids verwaltet:

Das Datengrid auf der linken Seite des **Hauptmenü**-Fensters dient der Verwaltung der noch unbehandelten Proben. Die Daten bereits geprüfter Proben stehen im Fenster **Getestete Proben** (Zugriff über Funktionsfeld **Ergebnisse** im **Hauptmenü**-Fenster; siehe Kapitel [Ergebnisse](#)).

	Station	Mischung	Datum	Datei
▶	Silo 1	1abc	22.9.2004 12:30:15	abc.001.0
	Silo 1	1abc	22.9.2004 12:29:03	Pet_abc.00
	Silo 1	1b	22.9.2004 12:28:21	.001
	Silo 1	1cc	22.9.2004 12:27:14	Pet1_01_c.l
	Silo 1	1b	22.9.2004 12:26:40	Pet_01_b.0l

Die Standardsortierung in diesem Datengrid ist das Datum (wobei die neueste Probendatei oben steht). Diese Sortierung kann jedoch durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift jederzeit verändert werden. (Diese veränderte Sortierung wird aber nur solange beibehalten, bis das Programm beendet wird).

Anhand der Station können Sie sofort ablesen, welche Proben noch zu prüfen sind (Station = Manual, Silo 1, Silo 2) und welche Proben gerade geprüft werden (Station = Höhe.M, VWärme, Teller...). Außerdem wird die Datenzeile der aktuell geprüften Probe im Datengrid **rot** dargestellt (die Parameter dieser Datei können nicht mehr verändert werden!).

Folgende Stationen sind möglich:

1. Manual (manueller Flexometer-Versuch)
2. Silo 1 bzw. Silo 2 (automatisches Flexometer holt Probe aus diesem Silo)
3. Höhe.M (Höhenmessstation)
4. VWärme (Vorwärmstation)
5. Teller (Prüfraum)
6. Kühl 1 - Kühl 5 (Abkühlstation 1 - Abkühlstation 5)

Sobald die Proben fertig geprüft wurden, wird der Datensatz aus dem Datengrid in das Fenster **Getestete Proben** übertragen.



2.2.2 Steuerung

2.2.2.1 Steuerung über die Tastatur

Bestimmte Funktionen des Programms können Sie nicht nur mit der Maus sondern auch über die Tastatur bedienen:

Tabelle 1: Zuordnung der Tastenfunktionen im Programm.

Allgemein:

Tastatur	Funktion im Programm
F10	Aktiviert bzw. deaktiviert die Tastatursteuerung
Pfeiltasten ← ↑ ↓ →	Mit den Pfeiltasten kann zwischen den Funktionsfeldern in der Hauptmenüzeile gewechselt und die Untermenüs aufgerufen werden.
Enter	Ruft die ausgewählte Funktion auf

Im aufgerufenen Fenster:

Tastatur	Funktion im Programm
F10 und Pfeiltaste ↑ oder ↓	Öffnet ein Untermenü zur Steuerung dieses Fensters
Pfeiltaste ↑ oder ↓	Wechsel zwischen den Funktionen
Enter	Ruft die ausgewählte Funktion auf

Bei der Funktion Verschieben:

Tastatur	Funktion im Programm
Pfeiltasten ← ↑ ↓ →	Verschieben des Fensters
Enter	Beendet die Funktion



2.2.2.2 Steuerung über die Schaltflächen

Allgemeine Datei-Schaltflächen



Untermenü zur Steuerung des Programmfensters



Neu (Anlegen einer neuen Parameter-Datei)



Löschen (löscht eine Parameter-Datei)




Bearbeiten (bearbeitet die aktuell markierte Datei)



Hinweis: Ist nur für nicht getestete Probendateien möglich!

Ergebnisse




Öffnet das Fenster Getestete Proben

Multichart




Öffnet das Fenster **Multichart**, in dem die Testergebnisse mehrerer Proben direkt übereinandergelegt und verglichen werden können.

Test




Start (startet den nächsten Flexometer-Versuch = älteste ungeprüfte Probendatei)



Stop (die Serie wird nach Beendigung des gerade ablaufenden Tests beendet)




Hinweis: Nur für automatische Flexometer.




Ende (der laufende Test wird sofort abgebrochen!)

Flexometer



Aktiviert die Flexometersteuerung

Kalibrierung




Öffnet einen Dialog, über den gespeicherte Kalibrierdaten geöffnet werden können.



2.2.2.3 Steuerung über das Pop-Up-Menü

Ein Teil der Befehle wie im Kapitel [Steuerung über die Schaltflächen](#) finden sich im PopUp-Menü des Datengrids. Dieses Menü erscheint, wenn Sie mit der **rechten** Maustaste auf das Datengrid klicken.

Pop-Up-Menü für noch zu prüfende Proben:



1. Neu (Neuanlage einer Probendatei)
2. Löschen (Löschen einer bereits angelegten Probendatei)
3. Editieren (Bearbeiten einer bereits angelegten Probendatei)
4. Pause (stoppt eine Prüfserie nach Beendigung der gerade laufenden Prüfung)



Hinweis: Nur für automatisches Flexometer!

2.2.2.4 Steuerung über das Hauptmenü

Das Hauptmenü kann sowohl mit der Maus als auch über die Tastatur gesteuert werden (siehe auch Kapitel [Steuerung über die Tastatur](#)). Beim Anklicken erscheinen die jeweils gezeigten Menüs.


Datei Bearbeiten Flexometer EDC Informationen ?

Datei



1. Neu (Neuanlage einer Parameterdatei)
2. Einstellungen (öffnet den Dialog für die Hardwareeinstellungen des Flexometers)
3. Archiv kopieren (kopiert das Archiv mit den Ergebnissen zum gewünschten Ort)
4. Beenden (Programm wird verlassen)

Bearbeiten




1. Löschen (Löschen einer Parameterdatei)
2. Editieren (Bearbeiten einer bestehenden, noch nicht geprüften Parameterdatei)

Flexometer



1. Maschine (inkl. Untermenü)
2. Temperaturkammer (inkl. Untermenü)
3. Kalibrierung (startet den Kalibriervorgang des Geräts)
4. Kalibrierung Ergebnisse (ruft die Kalibrierergebnisse auf)



Das Untermenü **Maschine** beinhaltet folgende Unterpunkte:

1. Manuell steuern (öffnet das Fenster **Manuelle Maschinensteuerung**; siehe Kapitel [Softwarewerkzeuge](#))



Hinweis: Dieser Dialog ist nur für Supervisor gedacht!

2. Anzeige I/O (öffnet das Fenster **Bit-Eingänge**; siehe auch



Kapitel [Softwarewerkzeuge](#)

Das Untermenü **Temperaturkammer** beinhaltet folgende Unterpunkte:

1. Vorwärmen (manuelle Eingabe der gewünschten Temperatur der Temperaturkammer zum Vorwärmen)
2. Aus (Temperaturkammer-Regelung wird ausgeschaltet)

Das Menü ist nur aktiv, wenn eine Temperaturkammer vorhanden und angewählt ist (siehe auch Kapitel [Flexometer-Einstellungen](#) → [Hardware](#))

Service

Power On	Strg+P
Power Off	Strg+W
Meldungen	Strg+M

1. Power On (EDC wird eingeschaltet)
2. Power Off (Ausschalten der EDC)
3. Meldungen (Anzeigen des Debug-Fensters)

Informationen

Test specifications
Testing machine information
Testing machine-Protocol
Calibration information

1. Prüfvorschrift (öffnet ein Fenster, in dem die Prüfvorschriften eingetragen werden können)
2. Prüfgeräteinformation (öffnet ein Fenster, in dem Informationen über das Gerät eingetragen werden können)
3. Prüfmaschinen-Protokoll (öffnet ein Fenster zum Eintrag eines Prüfmaschinen-Protokolls)
4. Kalibrierungsinformation (öffnet ein Fenster zum Eintrag von Kalibrierungsinformationen)

? (Hilfe)

 Inhalt & Index
Legende
Info...

1. Inhalt & Index (Aufruf des Hilfeprogramms)
2. Legende (öffnet das Fenster **Legende**)
3. Info... (Allgemeine Informationen)



Das Untermenü **Legende** gibt Auskunft über den Farbcode der einzelnen Datensätze.




2.2.3 Flexometereinstellungen

Über das Menü **Datei** → **Einstellungen** (und anschließende Passwort-Abfrage) öffnen Sie das Fenster **Flexometer-Einstellungen**. Hier können Sie die Einstellungen für die Hardware, Dateiverwaltung, Sicherheit usw. definieren. Das Fenster unterteilt sich in 10 Registerkarten:



Hinweis: Jede Änderung der Einstellungen erfordert einen Programmneustart!!

2.2.3.1 Hardware



Optionen

Im Bereich Optionen wird die Hardwarekonfiguration des Flexometers eingetragen.

Kundenkennung: Feld für kundenspezifische Bezeichnungen (keine Auswirkung auf die Prüfung)

Tellerabkühlzeit: An dieser Stelle wird die gewünschte Tellerabkühlzeit eingegeben.



Tipp: Mit dem Einhalten einer Abkühlzeit am Ende der Prüfung (normal 5 Minuten) soll verhindert werden, daß sich die nächste Probe unplanmäßig durch den noch aufgeheizten unteren Probenteller erhitzt.

OT-Motorverzögerung: Um sensorbedingte Ungenauigkeiten bei der Stellung des unteren Proben-tellers zu vermeiden, ist eine verzögerte Abschaltung des OT-Motors notwendig.



Hinweis: Dieser Wert wird vom DOLI-Service eingestellt und darf nicht verändert werden!

Manuelles Flexometer: Hier wird eingetragen, ob es sich bei dem Flexometer um ein manuelles (dann anklicken) oder ein vollautomatisches (nicht anklicken) Gerät handelt. Wird diese Option nicht aktiviert, erhält man die Hardwareoptionen für das **vollautomatische Flexometer**.

Silo 2: Ist ein zweites Silo vorhanden, diese Option aktivieren.

2.2. Programm



Temperaturkammer: Ist eine Temperaturkammer vorhanden, muß diese Option aktiviert werden.

Vorwärmstation: Aktivieren, falls vorhanden

Höhenmess- und 2 Abkühlstationen: Aktivieren, falls vorhanden

3 Abkühlstationen: Aktivieren, falls der Block mit den drei Abkühlstationen vorhanden ist.

Neue Referenzfahrt: Bei Aktivierung erscheint im Hauptmenü das Funktionsfeld **Antrieb an**.

Waagebalken – Toleranz

Warnung: Wenn die Position des Waagebalkens um den eingegebenen Wert von der tarierten Position abweicht, gibt das Programm eine Warnmeldung heraus.


Limit: Fehlermeldung. Bei dieser Abweichung stoppt das Flexometer.

Probenhöhe

Im unteren Funktionsblock werden die Toleranzwerte für die Probenhöhe eingegeben. Dies hat zur Folge, daß Proben, deren Höhe außerhalb der Toleranzen liegen, aus dem Prüfablauf entfernt werden.



2.2.3.2 Temperaturkammer



! Hinweis: Diese Einstellungen werden vom DOLI-Service vorgenommen und dürfen nicht verändert werden!


ComPort für Temperaturkammer

Hier ist die serielle Schnittstelle eingetragen, über die die Kommunikation zwischen Temperaturkammer und PC läuft.

Die darunter eingetragenen Daten für Temperaturkoeffizient beim Aufheizen und Abkühlen, Temperaturabweichung und Überwachungszeit sind optimal auf das Flexometer abgestimmt und dürfen nicht verändert werden.



2.2.3.3 Dateienverwaltung



Datenverzeichnis

Hier wird der Pfad zum Ablageverzeichnis für die Probanden eingetragen. (In diesem Verzeichnis wird automatisch ein Unterverzeichnis **Handled** angelegt, in dem die fertig geprüften Probanden abgelegt werden).

Dateiformat


Es ist nur das Standardformat verfügbar (Datei wird im Ascii-Format mit ca. 1000 Messdatensätzen gespeichert).

Reihenfolge im Anzeigegrid

Durch Anklicken der Spaltenüberschriften und Bewegen mit den Pfeiltasten kann die Reihenfolge der Spalten im Datengrid des **Hauptmenü**-Fensters verändert werden.



2.2.3.4 Dateiname




Es können bis zu drei Felder ausgewählt werden, aus denen sich der Name der Ergebnis-Datei (ASCII-Format) zusammensetzt.

Durch Aktivieren der Option **Dateinamen zur Eingabe freigeben** wird dem Anwender ermöglicht, den Dateinamen in **Hauptmenü**-Fenster frei zu definieren.



2.2.3.5 Sprache/Druck



Sprachauswahl

Bei der Sprachauswahl gibt es sowohl die Desktop-Sprache als auch die Datei-Sprache. Die **Desktop-Sprache** steht für das äußere Erscheinungsbild des Flexometer-Programms. Alle Bildschirm-Dialoge und alle Ausdrucke erscheinen in der gewählten Sprache.

Die **Datei-Sprache** betrifft die Probedateien. Dort werden alle Standard-Daten in der gewählten Sprache gespeichert.

Folgende Sprachen stehen zur Verfügung:

1. Deutsch
2. Englisch

Druck

Der Funktionsblock Druck dient der Definition der gewünschten Ergebnisausdrucke.

Grafikausdruck: Durch Aktivieren ist ein Ausdruck der Prüfgrafik nach Prüfende generell möglich. Diese Option kann im Fenster **Parameter** (siehe Kapitel [Parameter](#)) individuell für jede einzelne Probe geändert werden. Wird sie hier jedoch nicht aktiviert, so ist sie auch im Fenster **Parameter** gesperrt!

Protokollausdruck: Durch Aktivieren ist ein Ausdruck des Prüfprotokolls nach Prüfende generell möglich. Diese Option kann im Fenster **Parameter** (siehe Kapitel [Parameter](#)) individuell für jede einzelne Probe geändert werden. Wird sie hier jedoch nicht aktiviert, so ist sie auch im Fenster **Parameter** gesperrt!

Landscape: Ausdruck quer

Portrait: Ausdruck hochkant



2.2.3.6 Bildschirm

Einstellungen

Hardware | Temperaturkammer | Dateienverwaltung | Dateiname
Sprache / Druck | **Bildschirm** | Grafik | EDC | Sicherheit/Formeln | Spezial

Sie können die Namen für die einzelnen Parameter nach Ihren Wünschen anpassen :

Parameter - Namen

Programm Nummer :	Programmnr.
Versuchs Nummer :	Probennr.
Mischungs Nummer :	Mischung
Vulkanisation :	Vulkanisation
Alterungsbedingung :	Alterung
Prüfer :	Prüfer
Lieferant :	Lieferant
Kommentar 1 :	Kom1
Kommentar 2 :	Kom2
Kommentar 3 :	Kom3
Kommentar 4 :	Kom4


Hilfe Ok Abbruch

Parameter - Namen

An dieser Stelle können die Bezeichnungen einzelner Programmparameter nach eigenen Wünschen verändert werden.



2.2.3.7 Grafik



Einstellungen

Hardware | Temperaturkammer | Dateienverwaltung | Dateiname
Sprache / Druck | Bildschirm | **Grafik** | EDC | Sicherheit/Formeln | Spezial

Zeitskalierung

Fixe Skalierung ☒
Variable Skalierung ☐
- Standardeinstellung : Minute

Skalierung für Verformung und Tellertemp.

User - Freigabe für Einstellungen ☐

Zeit	Verformung	Tellertemperatur
<input checked="" type="checkbox"/> Grid	<input checked="" type="checkbox"/> Grid	<input type="checkbox"/> Grid
Min	Min	Min
10 [%]	20 [%]	20 [°C]
Max	Max	Max
-50 [%]	260 [°C]	

Hintergrundfarbe für Online-Grafik : Silver

Hilfe Ok Abbruch

Zeitskalierung

Es wird unterschieden zwischen fixer und variabler Skalierung. Bei der **Fixen Skalierung** müssen keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden. Die Skalierung richtet sich nach der jeweiligen Versuchszeit.

Bei der **Variablen Skalierung** ist die Zeitskalierung der Grafik frei wählbar (mögliche Einheiten sind Stunde, Minute, Sekunde).

Skalierung für Verformung und Tellertemp.

Mit Hilfe der **User-Freigabe für Einstellungen** erhält der Anwender die Möglichkeit, die Online-Grafik über die rechte Maustaste umzuskalieren.

Die restlichen Einstellungen betreffen das Erscheinungsbild der Grafik: Gridlinien zu den einzelnen Achsen, Skalenbeginn und -ende der einzelnen Achsen.

Die hier gewählten Einstellungen werden beim Anlegen einer neuen Parameterdatei automatisch übernommen (siehe Kapitel [Parameter](#)).

Standard:

Über diese Schaltfläche können die Werte wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Hintergrundfarbe für Online-Grafik:

Hier kann die Hintergrundfarbe der Online-Grafik verändert werden.



2.2.3.8 EDC

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Einstellungen' (Settings) with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a tabbed interface with the following tabs: Hardware, Temperaturkammer, Dateiverwaltung, Dateiname, Sprache / Druck, Bildschirm, Grafik, **EDC** (selected), Sicherheit/Formeln, and Spezial. The main content area is titled 'Stellen Sie bitte die Parameter für die Kommunikation mit der EDC ein :'. It contains two sections: 'ComPort' and 'Baudrate'. Each section has two columns of radio buttons. In the 'ComPort' section, 'Com 1' is selected in the first column, and 'Com 5' is selected in the second column. In the 'Baudrate' section, '115200' is selected. Below these sections is a label 'Greifarm :' followed by another 'ComPort' and 'Baudrate' section. In this second section, 'Com 3' is selected in the first column, and '115200' is selected in the second column. At the bottom of the dialog are three buttons: 'Hilfe' (Help) with a question mark icon, 'Ok' with a green checkmark icon, and 'Abbruch' (Cancel) with a red X icon.

! Hinweis: Diese Einstellungen werden vom DOLI-Service vorgenommen und dürfen nicht verändert werden!

ComPort

Hier ist die serielle Schnittstelle eingetragen, über die die Kommunikation zwischen EDC (für die Temperaturkammer und die Waagebalkenregelung) und PC läuft.

Baudrate

Die Baudrate ist auf 115.200 voreingestellt.

Greifarm:

ComPort


Hier ist die serielle Schnittstelle für den EDC eingetragen, der den Handlingarm steuert.

Baudrate

Die Baudrate ist auf 115.200 voreingestellt.



2.2.3.9 Sicherheit/Formeln



Passwort ändern

Durch Aktivieren des Funktionsfeldes **Passwort ändern** öffnet sich ein Dialogfenster, in dem ein Passwort angelegt oder verändert werden kann. Es ist kein Passwort voreingestellt.

Formel - Generator

Durch Aktivieren des Funktionsfeldes **Ergebnis-Parameter** öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Formeln für weitere Ergebnisparameter eingegeben werden können. Diese Ergebnisse sind nach der Prüfung sowohl im Ergebnisfenster als auch in den Ausdrucken vorhanden.



Um ein neues Passwort eingeben zu können, muß zuerst das alte Passwort eingegeben werden!



Formel - Generator


	Name	Formel
<input type="checkbox"/> Aktiv		
<input type="checkbox"/> Aktiv		
<input type="checkbox"/> Aktiv		
<input type="checkbox"/> Aktiv		

P1 = Statische Verformung	P11 = Temperaturkammer	<div> <div>() / *</div> <div>7 8 9 +</div> <div>4 5 6 -</div> <div>1 2 3</div> <div>0 .</div> </div> <div> <div>FRAC % POW</div> <div>DIV MOD MIN</div> <div>MAX SIN COS</div> <div>TAN ASIN ACOS</div> <div>ATAN COT ABS</div> <div>EXP EXP2 EXP10</div> <div>LOG LOG2 LOG10</div> <div>INT SQR PI</div> </div>
P2 = Anfangsverformung	P12 = bleib. Verformung kalt	
P3 = Verformung Prüfungsende	P13 = bleib. Verformung warm	
P4 = Kontakttemperatur vorher		
P5 = Kontakttemperatur nachher	P15 = Raumtemperatur vorher	
P6 = Delta T 25	P16 = Raumtemperatur nachher	
P7 = Delta T	P17 = Innentemperatur	
P8 = Höhe vor Prüfung	P18 = Zermübung	
P9 = Höhe nach Prüfung kalt	P19 = Kriechen	
P10 = Höhe nach Prüfung warm	P20 = Testzeit	

Um weitere, individuelle Ergebnisse zu erhalten, können hier bis zu vier Formeln eingegeben und definiert werden. Die Ergebnisse erscheinen dann auf den Ergebnisausdrucken.



2.2.3.10 Spezial



Maschinen-Informationen

Hier sind die gleichen Fenster abrufbar, wie im Menüpunkt Informationen in der Hauptmenüzeile (siehe auch Kapitel [Steuerung](#)). Sie dienen dem Eintrag von Vorschriften für die Flexometerprüfung, wichtigen Informationen über das Gerät sowie Bemerkungen zu Prüfungen.

Kalibrierungs-Check

Diese neue Softwarefunktion dient der Überwachung der Prüfeigenschaften des Flexometers. Es können regelmäßig (z.B. täglich, wöchentlich...) Kalibrierproben geprüft werden. Deren Ergebnisse können über einen längeren Zeitraum hinweg direkt miteinander verglichen werden und erlauben so Aussagen über die Prüfeigenschaften des Gerätes.

Weitere Beschreibung im Kapitel [Kalibrierfunktion](#).




2.2.3.11 Kalibrierfunktion

Betätigen Sie in der Registerkarte **Spezial**, im Abschnitt **Kalibrierungs-Check** das Funktionsfeld **Einstellungen**.

Das folgende Fenster öffnet sich:

Diese Softwarefunktion dient der Überwachung der Prüfeigenschaften des Flexometers. Es können regelmäßig über einen längeren Zeitraum hinweg (z.B. täglich, wöchentlich...) Kalibrierproben geprüft werden. Deren Ergebnisse können tabellarisch und grafisch direkt miteinander verglichen werden und erlauben so Aussagen über die Prüfeigenschaften des Gerätes.



Kalibrierungs-Check

Wird diese Funktion angeklickt (Haken = Ja), so erfolgt die Prüfung von Kalibrierproben nach den unten definierten Funktionen.

1. Kalibrierungs-Check vor jedem Teststart:

Ist diese Funktion ausgewählt, dann prüft das Flexometer jedes Mal, wenn die Schaltfläche Start (im **Hauptmenü**-Fenster) aktiviert wird, eine neue Kalibrierprobe.

2. Hinweis auf Kalibrierungs-Check nach _ Tagen:

Ist die Funktion 1 nicht aktiv, so wird das Bedienpersonal in dem hier eingestellten Intervall an die Durchführung einer Kalibrierprüfung erinnert.

3. Automatischer Stop nach Kalibrierung?

Ist diese Funktion aktiv, so stoppt das Flexometer automatisch, wenn es die Kalibrierprobe fertig geprüft hat.

Datenverzeichnis

Hier wird der Ablagepfad für die Kalibrierdaten festgelegt.

Trennzeichen für Kalibrier-Ergebnisse

Die Ablage der Kalibrier-Ergebnisse erfolgt im Standardformat mit Trennzeichen (siehe Kap. Dateiverwaltung). Für den Datenexport z.B. in eine EXCEL-Datei ist es wichtig zu wissen, welche Trennzeichen benutzt wurden.



Tipp: Diese Einstellung sollte einmal getroffen und dann nicht mehr verändert werden!

Darüberhinaus erkennt die Software immer nur das hier eingegebene Trennzeichen. Ist eine Datei mit Semikolon abgelegt und danach wird die Einstellung auf z.B. Komma geändert, so kann die Software diese Datei aufgrund

2.2. Programm



des "falschen" Trennzeichens nicht mehr lesen (dazu müßte das Trennzeichen auf die alte Einstellung zurück gesetzt werden).

Anzahl anzuzeigender Datenwerte in der Grafik ____

Geben Sie hier die Anzahl der Proben ein, die sie miteinander vergleichen möchten. Es werden immer die zuletzt gespeicherten Datensätze verwendet. Bei Eingabe der Ziffer 0 werden alle Datensätze verwendet.

Kalibrierparameter

Über dieses Funktionsfeld öffnen Sie das folgende Fenster:

Die Registerkarte **Parameter** dient der Eingabe der Kalibrierprobenparameter (zur Bedeutung der einzelnen Punkte siehe Kapitel [Eingabe der Probenparameter](#)).



Calibration-Parameter

New Open Save Help Exit

Parameter Result - graphic

Active	Parameter	Auto-scale	Axis		Limit	
			Min	Max	Min	Max
<input checked="" type="checkbox"/>	Initial gauge	<input type="checkbox"/>	24,0	26,0	24,5	25,5
<input checked="" type="checkbox"/>	Final gauge hot	<input type="checkbox"/>	24,0	26,0	24,5	25,0
<input type="checkbox"/>	Final gauge cold	<input type="checkbox"/>	24,0	26,0	24,5	25,0
<input checked="" type="checkbox"/>	Inner temperature	<input type="checkbox"/>	100,0	200,0	155,0	170,0
<input type="checkbox"/>	Room temp. start	<input type="checkbox"/>	0,0	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	Room temp. end	<input type="checkbox"/>	0,0	0,0	0,0	0,0
<input checked="" type="checkbox"/>	Contact temp. start	<input type="checkbox"/>	90,0	110,0	90,0	100,0
<input checked="" type="checkbox"/>	Contact temp. end	<input type="checkbox"/>	120,0	130,0	124,0	128,0
<input type="checkbox"/>	Delta T	<input type="checkbox"/>	25,0	35,0	30,0	33,0
<input type="checkbox"/>	Delta T 25	<input type="checkbox"/>	25,0	35,0	30,0	33,0
<input type="checkbox"/>	Creep	<input type="checkbox"/>	0,0	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	Fatigue life	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	Permanent set cold	<input type="checkbox"/>	0,0	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	Permanent set hot	<input type="checkbox"/>	0,0	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/>	Permanent set 1 hrs.	<input type="checkbox"/>	0,0	0,0	0,0	0,0
<input checked="" type="checkbox"/>	Static compression	<input type="checkbox"/>	-20,0	-15,0	-19,0	-16,0
<input type="checkbox"/>	Initial flexing compression	<input type="checkbox"/>	0,0	0,0	0,0	0,0
<input checked="" type="checkbox"/>	Final flexing compression	<input type="checkbox"/>	-13,0	-5,0	-10,0	-8,0

Die Registerkarte Ergebnisgrafik dient der näheren Definition und Gestaltung der Kalibrierergebnisse (siehe Kapitel [Kalibrierergebnisse](#)).


- Aktiv** Aufnahme des Parameters in den Vergleich (die Zeile wird für die Eingabe freigegeben).
- Parameter** Bezeichnung des entsprechenden Parameters
- Autoscale** Automatische Skalierung der Grafik. Bei Aktivierung wird die Spalte **Achse** deaktiviert- die Achsen können also nicht mehr manuell definiert werden.
- Achse** Manuelle Skalierung der x- und y-Achsen der Grafik (inaktiv, wenn Autoscale aktiviert wurde).
- Band** Hier können Minimal- und Maximalwerte der jeweiligen Parameter eingegeben werden. Diese Grenzen erscheinen als farbiges Band in der Grafik und zeigen, ob die Werte einer Probe innerhalb normaler Parameter liegen.



2.2.4 Parameter

2.2.4.1 Eingabe der Probenparameter

Über das Menü **Datei** → **Neu** () oder das Symbol **Neu** öffnen Sie das Fenster **Parameter – Neu**.



Die jeweils letzte bearbeitete Parameterdatei wird als Vorlage für die neue Datei verwendet.

Sollen bereits vorhandene (noch nicht geprüfte) Daten geändert werden, so gelangen Sie wie folgt zum Fenster **Parameter-Änderung**:

Klicken Sie den Datensatz an (im **Hauptmenü**-Fenster) und klicken Sie dann auf das Funktionsfeld **Bearbeiten**.



Silo

Hier wird das Silo bezeichnet, aus dem die Proben entnommen werden sollen. Eine Wahlmöglichkeit existiert nur bei mehreren Silos bzw. beim vollautomatischen Flexometer. Beim manuellen Flexometer gibt es keine Wahlmöglichkeiten! Das Feld wird automatisch auf **Manual** gesetzt.

Prüfzeit

Eingabe der Versuchsdauer in Stunden und Minuten (maximal möglich: 999 Stunden und 59 Minuten)

Abkühldauer

Eingabe der Abkühldauer fertig geprüfter Proben in Stunden und Minuten (maximal möglich: 99 Stunden und 59 Minuten). Nur möglich, wenn bei **Flexometer-Einstellungen** → **Hardware** die Abkühlstationen als Hardwareoption angewählt wurden ([siehe vorheriges Kapitel](#)).

Temperaturkammer

Eingabe der gewünschten Temperatur für die Temperaturkammer. Nur möglich, wenn bei **Flexometer-Einstellungen** → **Hardware** die Temperaturkammer als Hardwareoption angewählt wurde ([siehe vorheriges Kapitel](#)). Wird hier 0°C eingetragen, so wird die Probe vor der Prüfung nicht vorgeheizt. Ebenso sollte die Vorwärmdauer auf 0 gesetzt werden, da der Handlingarm die Probe sonst in die Vorwärmstation bringt.

Vorwärmdauer

Eingabe der Vorwärmdauer in Stunden und Minuten (maximal möglich: 99 Stunden und 59 Minuten). Nur möglich, wenn bei **Flexometer-Einstellungen** → **Hardware** die Temperaturkammer und die Vorwärmstation als Hardwareoptionen angewählt wurden ([siehe vorheriges Kapitel](#)). Beachten Sie auch den Punkt Temperaturkammer!!



Maximal Verformung

Eingabe der maximalen Verformung in Prozent. Die Eingabe **muß** zwischen -50% und 0% liegen. Aus Hardwaregründen ist eine Verformung über -55% nicht möglich - sie würde zu Schäden am Gerät führen.

Dateiname

Eingabe des Dateinamens für diese Parameterdatei. Falls bei **Flexometer-Einstellungen** → **Dateiname** die automatische Namenserstellung aktiviert wurde, trägt das Programm den Namen (zusammengesetzt aus bis zu drei Parameter-Feldern) automatisch ein ([siehe vorheriges Kapitel](#)).

Es darf jedoch **kein Sonderzeichen** an erster Stelle stehen, da es sonst zu Fehlern bei der Dateiverwaltung in Windows kommt! Wird der Dateiname von Hand eingegeben, darf keine Extension vergeben werden, da das Programm diese automatisch anhängt.

Testverfahren

Hier wird das durchzuführende Prüfverfahren ausgewählt. Es gibt:

Flextest: standard Flexometerprüfung

Blowout Verformung

Blowout Temperatur

Beschreibung siehe Kapitel [Versuch](#).

Blowout Faktor

Dieses Feld ist nur für Blowout Tests relevant (siehe Kapitel [Versuch](#)).

Prüfhub, Belastung

reine Kommentarfelder ohne Einfluß auf den Versuchsablauf. (Bei automatischer Namenserstellung setzt sich der Dateiname automatisch aus den Inhalten der ausgewählten Parameter-Felder zusammen, [siehe vorheriges Kapitel](#).)

Grafikdruck / Protokolldruck

Wurde bei **Flexometer-Einstellungen** → **Hardware** der automatische Grafik- bzw. Protokollausdruck freigegeben, so kann dieser hier nochmal individuell für jede Parameterdatei definiert werden.

Probenhöhe

Hier stehen die bereits in **Flexometer-Einstellungen** → **Hardware** definierten Werte ([siehe vorheriges Kapitel](#)). Existiert eine Höhenmessstation, so trägt das Programm im ersten Feld die tatsächlich ermittelte Probenhöhe ein und deaktiviert das Feld.

Achsenskalierung

wurde bereits bei **Flexometer-Einstellungen** → **Grafik** definiert. Die Skalierungen können hier nach Erfahrungswerten abgeändert werden (Empfehlung für Normproben: Verformung 10% bis -50%, Tellertemperatur 50°C bis 150°C). Um Vergleichbarkeit der Grafikausdrucke der einzelnen Prüfungen zu gewährleisten, sollten diese Einstellungen immer gleich bleiben.

Programmnummer bis Kommentar 4

reine Kommentarfelder ohne Einfluß auf den Versuchsablauf. (Bei automatischer Namenserstellung setzt sich der Dateiname automatisch aus den Inhalten der ausgewählten Parameter-Felder zusammen, [siehe vorheriges Kapitel](#).)



Anzahl Proben


Eingabe der Probenzahl, die mit diesem Parametersatz geprüft werden sollen.

Dieser Punkt ist **nur** bei der Neuanlage der ersten Probendatei freigegeben. Sie können an dieser Stelle bis zu 100 Kopien einer Probendatei anlegen. Der Dateinamen unterscheidet sich anhand der Dateinamenserweiterung (z.B. 123_ABC_XYZ.001 und 123_ABC_XYZ.100).

2.2.5 Softwarewerkzeuge

2.2.5.1 Debug-Meldungen

Sie haben die Möglichkeit, über das Menü **Service** → **Meldungen** ein Fenster mit allen Debug-Meldungen anzusehen.



Mit Hilfe dieser Nachrichten können die genauen Zustände ermittelt und eventuelle Fehler leichter erkannt werden. Diese Debug-Meldungen werden nicht nur in diesem Fenster angezeigt, sondern auch in einer Log-Datei auf Festplatte gespeichert (**FlexLog1.txt und FlexLog2.txt**).


Zuerst werden die Meldungen in der Datei FlexLog1.txt gespeichert. Ab einer bestimmten Dateigröße wird dann dieser Inhalt in die Datei FlexLog2.txt übertragen, und die Datei FlexLog1.txt neu geschrieben.

Dieser Dialog kann auch über die Tastatur aufgerufen werden: **STRG + M**



2.2.5.2 Bit-Eingänge

Die Bit-Eingänge können Sie über das Menü **Flexometer** → **Maschine** → **Anzeige I/O** aufrufen.




Die gesetzten Bit-Eingänge werden grafisch dargestellt. Ebenso können mit Hilfe dieses Fensters die Raumtemperatur, die Tellertemperatur, die Einstichtemperatur, die Exzenterdrehzahl und der Waagebalken verfolgt werden.

Dieser Dialog kann auch über die Tastatur geöffnet werden: **STRG + I**



2.2.5.3 Manuelle Maschinensteuerung




Hinweis: Dieser Programmteil ist für den DOLI-Service und den Supervisor gedacht, um einzelne Teile des Flexometers zu testen und um Einstellungen vorzunehmen!

Das Fenster Manuelle Maschinensteuerung dient eigentlich nur zum Einrichten des Gerätes und zum Testen der Hardware-Funktionalität. Deshalb wird dieses Fenster auch mit einem Passwort geschützt. Je nach den im Dialog **Flexometer-Einstellungen** erfolgten Einstellungen werden bestimmte Schaltflächen freigegeben bzw. gesperrt (siehe Kapitel [Flexometer-Einstellungen](#)).

Die Anzeige der einzelnen Temperaturen, der Excenterdrehzahl und der Waagebalkenposition kann der normale Anwender über das Fenster **Bit Eingänge** (Menü **Flexometer** → **Maschine** → **Anzeige I/O**) betrachten.

Dieses Fenster kann auch über die Tastatur geöffnet werden: **STRG + S**.




2.2.6 Offline – Grafik bearbeiten

Es ist möglich, Grafiken von bereits getesteten Proben offline zu bearbeiten. Diese Grafiken rufen Sie wie folgt auf:




1. Klicken Sie auf das Funktionsfeld **Ergebnisse (Archiv)** im **Hautmenü**-Fenster. Es öffnet sich das Fenster **Getestete Proben** (siehe auch Kapitel [Ergebnisse](#)).



2. Markieren Sie das zu bearbeitende Ergebnis (anklicken, bzw. suchen Sie das Ergebnis in Ihrer Datenbank mit dem Funktionsfeld **Öffnen**) und klicken Sie auf das Funktionsfeld **Grafik**.

Es erscheint folgendes Fenster:




In der Titelleiste wird der Name der Datei angezeigt. Des Weiteren gibt es folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:




1. **Zoomen** (bei gedrückter linker Maustaste einen Rahmen um den gewünschten Bereich ziehen und dann die Maustaste loslassen)
2. **Zoomen rückgängig** machen (bei gedrückter rechter Maustaste einen Rahmen von rechts unten nach links oben ziehen und dann die Maustaste loslassen)
3. **Scrollen** (bei gedrückter rechter Maustaste den Bildschirm verschieben)



ruft einen eigenen Einstellungsdialog auf.
Für genauere Informationen siehe Kapitel [Offline-Einstellungen](#).



sichtbare bzw. unsichtbare Gridlinien für jede einzelne Achse



Ausdruck der aktuell ausgewählten Offline-Grafik



Seitenansicht der aktuell ausgewählten Offline-Grafik

Pfeilfelder

Wechsel zwischen den Ergebnisdatensätzen

Hilfe

Aufruf der Hilfe

Beenden

schließt die Grafik

2.2.7 Offline - Einstellungen

Folgender Dialog für die Offline-Einstellungen steht zur Verfügung:

Offline - Skalierung

	<u>Zeit</u>	<u>Verformung</u>	<u>Tellertemperatur</u>
Min		10 [%]	20 [°C]
Max	25	-50 [%]	260 [°C]
Increment		5 [%]	20 [°C]
Zeiteinheit :	Minute	Hintergrundfarbe : Yellow	

Buttons:



Eingabemöglichkeiten:

Zeit

Min (Minimum)	Einheit abhängig von Auswahl Zeiteinheit
Max (Maximum)	Einheit abhängig von Auswahl Zeiteinheit
Zeiteinheit	Sekunde, Minute oder Stunde

Verformung

Min (Minimum)	Einheit in %
Max (Maximum)	Einheit in %
Inkrement (Schritte der Achsenbeschriftung)	Einheit in %

Tellertemperatur

Min (Minimum)	Einheit in °C
Max (Maximum)	Einheit in °C
Inkrement (Schritte der Achsenbeschriftung)	Einheit in °C

Hintergrundfarbe

An dieser Stelle kann die Hintergrundfarbe der Offline-Grafik verändert werden.

Schaltfläche Standard

Mit Hilfe der Standard-Schaltfläche können die Standardwerte eingelesen werden!

2.2.8 Unvollständige Probendateien



Unvollständige Probendateien sind die Folge von unkontrollierten Programmabbrüchen, die z.B. durch Stromausfälle entstehen können. Deshalb wird die aktuell geprüfte Probendatei in ein spezielles Unterverzeichnis des Datenverzeichnisses kopiert (**Test**). Falls die Probe korrekt fertig geprüft worden ist, wird diese Datei aus dem Test-Verzeichnis wieder gelöscht und in das Unterverzeichnis **Handled** kopiert. Dort befinden sich alle fertig geprüften, oder auch alle kontrolliert abgebrochenen Probendateien. Tritt nun so ein unkontrollierter Programmabsturz während eines Versuches ein, so verbleibt die aktuell geprüfte Datei im Unterverzeichnis **Test**. Beim nächsten Programmstart zeigt ein spezielles Fenster alle Dateien an, die sich im Unterverzeichnis **Test** befinden. Jetzt kann bestimmt werden, welche Datei gelöscht und welche Datei in das Unterverzeichnis **Handled** kopiert werden soll.



2.3 Versuch

2.3.1 Allgemeine Beschreibung

Mit einem Flexometer wird die Dauerverformung und die Temperaturerhöhung an zylindrischen Gummiprobeen ermittelt. Hierzu wird die Probe zwischen zwei Tellern mit einer konstanten Last eingespannt und dann axial zyklisch gestaucht. Während des Versuchsablaufs werden ständig die Werte

1. Versuchszeit
2. Kontakttemperatur am unteren Probesteller
3. Verformung der Probe
4. Vorspannung/Vorlast

gemessen und die Kurven

1. Kontakttemperatur am unteren Probesteller
2. Verformung der Probe

über der Versuchszeit dargestellt.

Die Verformung wird über den Inkrementalgeber in Prozent (%) von der Anfangshöhe h_0 der Probe gemessen. 100% entsprechen dabei einer Höhenänderung von 25mm. Unmittelbar nach dem Versuchsende und ggf. nach einer Abkühlzeit von einer Stunde wird eine Einstichnadel in die Probe eingestochen und die Temperatur im Probeninneren gemessen. Die Messwerte werden gespeichert und können nach der Prüfung ausgedruckt werden.

Es gibt unterschiedliche Arten von Prüfungen, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden.



2.3.2 Flextest

Ablauf mit allen möglichen Hardware-Optionen:

1. Handlingarm holt Probe aus dem/einem der Silo/s
2. Einbringen in die Höhenmessstation und Vermessung der Höhe (bei Option Höhenmessstation) - ggf. Verwerfen der Probe
3. Einbringen der Probe in die Vorwärmstation und vorwärmen (bei Option Vorwärmstation)
4. Einbringen der Probe in den Prüfraum. Dynamische Prüfung, permanente Erfassung der Messwerte Kontakttemperatur am unteren Probenhalter und Verformung (Anzeigen und Grafikkurven im **Hauptmenü**-Fenster). Beendigung der Prüfung bei Ablauf der Prüfzeit, Überschreitung der maximal zulässigen Verformung oder Abbruch durch den Anwender.
5. Ermittlung der Probenkerntemperatur durch die Einstichnadel. (Oberer Probenhalter verfährt auf den oberen Totpunkt, Nadel sticht ins Zentrum der Probe ein, misst die Kerntemperatur und fährt wieder heraus. Das gemessene Temperaturmaximum wird von der Software als Probenkerntemperatur gespeichert.)
6. Einbringen der Probe in die Höhenmessstation und Vermessung der Probenhöhe, daraus errechnet sich die Verformung (bei Option Höhenmessstation)
7. Einbringen der Probe in die Abkühlstation und Abkühlung für die Dauer der eingegebenen Abkühlzeit (bei Option Abkühlstation)
8. Erneutes Einbringen der Probe in die Höhenmessstation und Vermessung der Höhe, daraus errechnet sich erneut die Verformung (bei Option Höhenmessstation)
9. Probe kommt in den Abfallbehälter



2.3.3 Blowout Test Verformung/Temperatur

Beim Blowout Test wird die Probe mit soviel Energie beaufschlagt, daß im Probeninnern Bestandteile des Kautschukgemisches vergasen. Der Vorgang des Gasaustritts aus der Probe wird als Blowout bezeichnet.

Die Software zieht zur Blowouterkennung die erste Ableitung der Deformations- bzw. Temperaturkurve heran, die Beschleunigungskurve:




Abb. 11: Blowout Test (Skizze).

Nach einer Einschwingzeit von 20 Sekunden wird das Toleranzband (=Delta) der Kurve für einen Zeitraum von 10 Sekunden gemessen und dessen Breite auf den Wert 1 normiert.

Der Blowout verursacht eine starke Beschleunigungsänderung. Die Kurve weicht dann deutlich von Delta ab. Wenn diese Abweichung den Faktor 3 (Erfahrungswert für Normproben) erreicht oder überschreitet (**+/- Delta x Faktor**), wird ein Blowout erkannt und der Versuchslauf beendet.

2.4. Ergebnisse



2.4 Ergebnisse

2.4.1 Einzelergebnisse

Über das Funktionsfeld **Ergebnisse (Archiv)** öffnen Sie das Fenster **Getestete Proben**. Im linken Teil befinden sich die Datensätze der getesteten Proben, im rechten die Versuchsgrafik (erscheint durch einmaliges Anklicken eines Probandatensatzes). Durch doppeltes Anklicken öffnen Sie das Fenster **Ergebniswerte**, das Ihnen eine Übersicht über die ermittelten Ergebnisse für eine Probe zeigt.




Abb. 12: Fenster Getestete Proben (Farbcode siehe Legende).

Versuchsendgrund:		Verformung	
Normal end		Bleibende Verformung warm:	-8,6 %
Höhe		Bleibende Verformung kalt:	0,0 %
Höhe vor Prüfung:	25,00 mm	Statische Verformung:	-16,7 %
Höhe nach Prüfung warm:	22,90 mm	Anfangs-Verformung:	-8,3 %
Höhe nach Prüfung kalt:	0,00 mm	Verformung Prüfungsende:	-14,1 %
Temperatur		Bleibende Verformung [1 Std.]:	0,00 %
Innentemperatur:	131,0 °C	Formel	
Raumtemperatur vorher:	26,2 °C	Test-Formel	13,56
Raumtemperatur nachher:	27,1 °C	Formel 1	$(P17-P5)/P17*100$
Kontakttemperatur vorher:	91,9 °C		
Kontakttemperatur nachher:	113,2 °C		
dT	21,3 °C		
dT 25	21,3 °C		
Zermüßung:	0 Zyklen		
Fließen:	5,73 %		
Versuchsdauer:	000:25:00 h:m:ss		

Durch Anklicken des Reiters **Parameter** öffnen Sie die zugehörige Parameterdatei.

Abb. 13: Fenster Ergebniswerte.



2.4.2 Ergebnisgrafik

Durch Anklicken des Funktionsfeldes **Grafik** im Fenster **Getestete Proben** öffnen Sie die Offline-Grafik für den markierten Datensatz. Die Software bietet Ihnen die Möglichkeit, die Grafik offline zu bearbeiten (siehe Kapitel [Offline – Grafik bearbeiten](#)).




Abb. 14: Offline-Grafik.

2.4.3 Ausdrucke


Sie können die Prüfergebnisse als reines Protokoll (vertikal) oder als Grafik (vertikal oder horizontal) ausdrucken. Der Befehl Drucken ist in jedem Ergebnisfenster aktiv.

DOLI Compression Tester 08.01.04

Ausdruck : 08.01.04 13:21:34	
Prüfprogramm Name: 12	
Ladepfad : ...	
Daten : 24.05.03 14:12:04	
Probe : ...	
Daten : 127 ...	
Testparameter	Temperaturkontrolle : °C
Prüfkraft : 000.01 N/mm²	Max. Verformung : -45 %
Verformungsart : 00.00 N/mm²	Prüfdruck : ...
Abschleifzeit : 00.00 N/mm²	Belastung : ...
Wärmegeschwindigkeit : ...	Komponente 1 : ...
Verformungsart : ...	Komponente 2 : ...
Vorbereitung : ...	Komponente 3 : ...
Abschleifzeit : ...	Komponente 4 : ...
Bleibende Verformung warm : -0,1 % Bleibende Verformung kalt : -0,2 % Bleibende Verformung 195K : -0,2 % Elastizitätswiederstand : 170,0 N/mm² Verformungsmodul : (Normal und ...) Höhe nach Prüfung warm : 100,0 mm Höhe nach Prüfung kalt : 100,0 mm Radiusparameter nach Prüfung : 10,0 mm Randstabilitätsparameter nach Prüfung : 10,0 mm Randstabilitätsparameter nach : 10,0 mm Delta T 195 : 10,0 °C Delta T 1 : 10,0 °C Modulare Verformung : 110,0 % Aufbruchverformung : 14,0 % Verformung Prüfgeschwindigkeit : 14,0 % Zerstörungszeit : 10,0 min Anschlag : -0,01 % Gels. Gesamtgewicht : 10,01 g Gels. Größe : 100,00 mm Gels. Temp. : 10,10 °C	

© Copyright 2003 DOLI Software GmbH

a)



b)

Abb. 15: Ergebnisausdrucke. a) Protokoll b) Grafik

2.4. Ergebnisse



2.4.4 Ergebnisse vergleichen - Multichart

Die neu eingerichtete Funktion Multichart ermöglicht es Ihnen, die Ergebnisse von bis zu fünf Proben direkt miteinander zu vergleichen. Über das Funktionsfeld **Multichart (Archiv)** öffnet sich das gleichnamige Fenster. Halten Sie die Tasten **Strg. + Umschalt** gedrückt und klicken Sie gleichzeitig die gewünschten Datensätze an. → Im Grafikteil erscheinen die Kurven der angewählten Proben in unterschiedlichen Farben.




Abb. 16: Fenster Multichart. Fünf Proben sind ausgewählt.




Abb. 17: Grafikausdruck Multichart. Fünf Proben sind ausgewählt.



2.4.5 Kalibrierergebnisse

Über das Funktionsfeld **Ergebnisse (Kalibrierung)** können Kalibrierergebnisdateien aufgerufen werden. Es öffnet sich das Fenster **Übersicht Kalibrierungs-Ergebnisse**. Im unteren Abschnitt des Fensters werden die einzelnen Parameter der Kalibrierproben tabellarisch dargestellt. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften/Parameter wird die jeweils zur Spalte passende Grafik aufgerufen und im oberen Abschnitt angezeigt. Im mittleren Abschnitt erscheinen die zugehörigen Statistikwerte.

Das farbige Band markiert die eingegebene Toleranzbandbreite. Es ist sofort zu erkennen, ob eine Probe den vorgegebenen Toleranzen entspricht.

(Zu den Einstellungen und Definitionen siehe Kapitel [Kalibrierfunktion](#))




Abb. 18: Fenster Übersicht Kalibrierergebnisse.

Die einzelnen Parametervergleiche können mit dem Funktionsfeld **Drucken** ausgedruckt werden. Mit **Vorschau** erscheint eine Druckvorschau auf dem Bildschirm. Mit **Öffnen** kann eine neue Datei geöffnet werden.




Abb. 19: Ausdruck Kalibrierergebnisse (Parameter: Einstichtemperatur = von der Einstichnadel direkt nach der Prüfung ermittelte Probenkerntemperatur).



2.4.6 Erklärung der Ergebnisse

Tabelle 2: Erklärung der Ergebnisse

Ergebnis	Erklärung
Versuchsendegrund	Grund für die Beendigung des Versuchs (normales Testende, Abbruch, etc.)
Höhe	
Höhe vor der Prüfung	Probenlänge zu Beginn der Prüfung in mm (h_0)
Höhe nach der Prüfung heiß	Probenlänge am Ende der Prüfung in mm (h_e)
Höhe nach der Prüfung kalt	Probenlänge am Ende der Abkühlzeit in mm (h_x)
Temperatur	
Innentemperatur	Probenkerntemperatur. Von der Einstichnadel gemessene Temperatur im Probenzentrum in °C
Raumtemperatur vorher	Temperatur in der Temperatorkammer in °C zu Beginn der Prüfung
Raumtemperatur nachher	Temperatur in der Temperatorkammer in °C am Ende der Prüfung
Kontakttemperatur vorher	Temperatur am unteren Probenteller in °C zu Beginn der Prüfung
Kontakttemperatur nachher	Temperatur am unteren Probenteller in °C an Ende der Prüfung
Delta T25	Temperaturdifferenz am unteren Probenteller 25 Minuten nach Beginn der Prüfung $dT_{25} = T_{25min} - T_{Start}$ in °C
Delta T	Temperaturdifferenz am unteren Probenteller bei Prüfende $dT = T_{Prüfende} - T_{Start}$ in °C
Verformung	
Bleibende Verformung warm	Verformung am Ende der Prüfung in % $S_{warm} = 100 \times (h_0 - h_e) / h_0$
Bleibende Verformung kalt	Verformung am Ende der Abkühlzeit 'X' in % $S_{kalt} = 100 \times (h_0 - h_x) / h_0$ h_0 = Höhe vor der Prüfung (mit HMS gemessen) h_e = Höhe nach der Prüfung heiß (mit HMS gemessen) h_x = Höhe nach der Prüfung kalt (mit HMS gemessen)
Statische Verformung	Statische Verformung der Probe in % (wird im Prüfraum unter statischer Belastung gemessen)
Anfangsverformung	Dynamische Verformung 5 Sekunden nach Prüfbeginn in % (wird im Prüfraum unter dynamischer Belastung gemessen)
Verformung Prüfungsende	Dynamische Verformung am Ende der Prüfung in % (wird im Prüfraum unter dynamischer Belastung gemessen)
Bleibende Verformung 1St	Verformung der Probe 1 Std. nach Prüfende (optional, mit HMS gemessen)
Sonstiges	
Zermübung	Anzahl der Zyklen nach Testende
Creep (Fließen)	$F_t = 100\% \times (h_6 - h_T) / h_0$ h_6 = Höhe der Probe 6 Sekunden nach Beginn der Prüfung (im Prüfraum gemessene Verformung) h_0 = Höhe der Probe vor Beginn der Prüfung (mit HMS gemessen) h_T = Höhe der Probe am Ende der Prüfung (im Prüfraum gemessene Verformung)



3 WARTUNG

3.1 Entwässerung der Pneumatik



Die Pneumatik des Flexometers verfügt über eine Ausrüstung zum Abscheiden von Wasser aus der Druckluft. Dieser Wasserabscheider muß regelmäßig entleert werden.

Entleeren Sie den Wasserabscheider einmal pro Woche oder bei Bedarf, indem Sie das Wasserabscheideventil drücken (Nr. 5 im nebenstehenden Bild).

Abb. 20: Pneumatikeinheit. 1=Anzeige Systemdruck (6bar); 2=Anzeige Druck Höhenmessstation (2bar), 3=Druckluftventil, 4=Wasserabscheider, 5=Wasserabscheideventil.

3.2 Reinigung der Stationen

Um ein Verkleben der Proben an den Stationen zu verhindern, müssen Sie diese ca. alle 6 Monate reinigen. Die Reinigung betrifft: oberer und unterer Teller der Abkühlstationen, oberer Probesteller im Prüfraum, die Vorwärmstation, die Silos, die Auswurfstation.

Die bezeichneten Teile werden mit Silikonöl sauber gerieben. (Sollte ein anderes, mildes Reinigungsmittel Verwendung finden, so sind die Teile anschließend mit Silikonöl zu benetzen oder mit Talkum zu pudern.)



3.3 Unteren Probesteller auswechseln




Abb. 21: Prüfraum mit Einstichnadel. 1=Einstichnadel, 2=unterer Probesteller mit Spannring, 3=oberer Probesteller

1. Drücken Sie mit einer Zange den Spannring zusammen und ziehen Sie mit dem Spannring den Probesteller (siehe [Abb. 21](#) Nr. 2) nach oben aus der Halterung heraus.
2. Der Probesteller ist über Kabel mit dem Verteilerkasten hinter der Temperaturkammer verbunden. Lösen Sie im Verteilerkasten die Klemmen.
3. Schließen Sie die Klemmen des neuen Probestellers im Verteilerkasten an:
rot zu rot, blau zu blau
4. Setzen Sie den neuen Probesteller ein und klemmen Sie ihn mit dem Spannring fest.

3.4 Einstichnadel auswechseln



Hinweis: Die Einstichnadel darf nur vom Supervisor gewechselt werden.

4 FEHLER

4.1 Ausfall der Sensorik



Achtung! Die nachfolgend beschriebenen Fehler **NUR** durch den **SUPERVISOR** und **NUR** unter **GRÖSSTER VORSICHT!!** beheben!
Schon kleinste Fehler können zu SCHÄDEN AN DER HARDWARE führen!!
Im Zweifelsfall den SERVICE rufen!!

Ein Ausfall der Flexometersensorik zeigt sich dadurch, daß die Positionen einzelner Hardwareteile nicht oder nicht korrekt an die Software gemeldet werden: Weder die LEDs an den Endlagenschaltern noch die LEDs in den Programmfenstern leuchten zum richtigen Zeitpunkt.

Hierfür kann es verschiedene Ursachen geben, unter anderem können die Endlagenschalter falsch positioniert sein. Die Endlagenschalter werden gelöst und **vorsichtig** so positioniert, daß die LEDs das Erreichen der Endlage korrekt anzeigen. Hierbei ist größte Vorsicht und Umsicht geboten!! Im Zweifelsfall lieber den Service rufen!!

4.1.1 Beispiel: Sensorikkontrolle für die Endlagen der Einstichnadel

Die Kontrolle wurde bereits im Kapitel [Einstichtiefe der Nadel einstellen](#) beschrieben.



Achtung! Der untere Probenhalter **MUSS** sich bei einer Verformung von unter 40% befinden, sonst wird die Einstichnadel beim Absenken beschädigt!!

1. Öffnen Sie das Pneumatikventil und stellen Sie so die Druckluft ab.



Achtung! Drücken Sie den Notaus!

2. Entfernen Sie die Verkleidung des Pneumatikzylinders (siehe Kapitel [Einstichtiefe der Nadel einstellen](#)).
3. Überprüfen Sie den unteren Endlagenschalter durch langsames Absenken der Nadel an der Linearführung. Der Endlagenschalter muß so eingestellt sein, daß er am unteren Anschlagpunkt sicher anspricht (sowohl das LED am unteren Endlagenschalter als auch das LED **Einstichnadel unten** (im Fenster **Manuelle Maschinensteuerung**) müssen leuchten).
4. Überprüfen Sie den oberen Endlagenschalters durch langsames Hochschieben der Nadel an der Linearführung. Der Endlagenschalter muß so eingestellt sein, daß er am oberen Anschlagpunkt sicher anspricht (sowohl das LED am oberen Endlagenschalter als auch das LED **Einstichnadel oben** (im Fenster **Manuelle Maschinensteuerung**) müssen leuchten).
5. Montieren Sie die Verkleidung des Pneumatikzylinders der Einstichnadel.
6. Schließen Sie das Pneumatikventil wieder und beaufschlagen Sie so das System mit Druckluft

